

ウェスタンブロット(Wb)・Elisa対応 抗Mtus2ポリクローナル抗体 (Tip150) - Q5Jr59

商品番号: CM0020223

前書き

ヒトMTUS2（微小管関連腫瘍抑制候補2、TIP150）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。微小管ダイナミクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTUS2 ウサギpAb
備考・別名	ICIS; CAZIP; TIP150; KIAA0774; MTUS2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	23281
GeneID	23281
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMTUS2 (NP_056048.1)の amino 酸49～348に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q5JR59
タンパク質分子量	150kDa
発送方法	保冷剤