


抗ミューオピオイド受容体（Mor）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P35372

商品番号: CM0022588



前書き

ヒトのミューオピオイド受容体（MOR）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAへの使用に適しています。ヒト、マウス、ラットのMORと反応します。オピオイドシグナル伝達および依存症研究の主要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mu Opioid Receptor(MOR) ウサギpAb
備考・別名	MOP; MOR; LMOR; MOR1; OPRM; M-OR-1; Mu Opioid Receptor(MOR)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4988
遺伝子ID	4988
免疫原	ヒト Mu Opioid Receptor(MOR) (NP_000905.3) のアミノ酸354-388番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35372
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤