


抗Mycbpウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用途 - Q99417

商品番号: CM0026175



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗MYCBPウサギポリクローナル抗体です。MYC転写活性の重要な調節因子であるヒトc-Myc結合タンパク質（AMY-1）を標的としており、がん経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYCBP ウサギ pAb
別名	AMY-1; MYCBP
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26292
遺伝子ID	26292
免疫原	ヒトMYCBP (NP_036465.2) のアミノ酸1〜103番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99417
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	保冷剤