

抗Myd88モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99836

商品番号: CM0006842

前書き

ヒトMyD88に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。TLR/IL-1Rシグナル伝達の研究や自然免疫研究のアプリケーションに不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MyD88 ウサギmAb
備考/別名	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4615
遺伝子ID	4615
免疫原	ヒトMyD88 (NP_002459.3) のアミノ酸50-150の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q99836
タンパク質重量	33kDa
配送	アイスバッグ