


Wb、If/Icc、Elisa用抗Myd88ポリクローナル抗体 - Q99836

商品番号: CM0014634



前書き

ヒトMyD88 (SWISS: Q99836) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。TLR/IL-1R自然免疫シグナル伝達および炎症反応の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MyD88ウサギpAb
備考/別名	WM1、IMD68、MYD88D、MyD88
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4615
GeneID	4615
免疫原	ヒトMyD88 (NP_002459.2) のアミノ酸20〜140に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99836
タンパク質分子量	33 kDa
輸送	保冷バッグ