


Anti-Myd88 Rabbit Monoclonal Antibody [Ko Validated] For Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

商品番号: CM0003029



前書き

ヒトMyD88を標的とするノックアウト検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。自然免疫およびTLRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] MyD88 Rabbit mAb
備考/別名	WM1; IMD68; MYD88D; 88
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4615
遺伝子ID	4615
免疫原	合成ペプチド ヒトMyD88 (NP_002459.3) のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99836
タンパク質分子量	15kDa/20kDa/28kDa/31kDa/33kDa/34kDa
配送	氷袋