

抗ミエロペルオキシダーゼ（Mpo）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - P05164

商品番号: CM0006460



前書き

ヒトミエロペルオキシダーゼ（MPO）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のMPOを検出し、炎症および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミエロペルオキシダーゼ（MPO）ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	MPO; ミエロペルオキシダーゼ; ミエロペルオキシダーゼ (MPO)
抗原生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	4353
GeneID	4353
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用分野	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05164
タンパク質分子量	84 kDa
輸送方法	保冷剤