


Wb、Elisa用 Anti-Myh14 ポリクローナル抗体 - Q7Z406

商品番号: CM0029815



前書き

ヒトMYH14（ミオシン-14）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒトおよびラットと交差反応します。細胞形状および細胞質分裂における非筋肉ミオシンIIcを研究するための重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH14 Rabbit pAb
備考/別名	DFNA4, MHC16, MYH17, PNMHH, DFNA4A, myosin, FP17425, NMHC II-C, NMHC-II-C, MYH14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79784
GeneID	79784
免疫原	ヒトMYH14 (NP_079005.3) のアミノ酸600-700以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q7Z406
タンパク質分子量	228kDa
配送	氷袋