

抗MyI6Bウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み）WbおよびElisa用 - P14649

商品番号: CM0023137



前書き

MYL6B

(MLC1SA)ウサギポリクローナル抗体、KO検証済み、ウェスタンブロットおよびELISA用。ミオシン軽鎖機能および筋生物学に関するヒト、マウス、ラット研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MYL6B ウサギ pAb
備考/別名	MLC1SA; 6B
種	ヒト
GeneID	140465
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMYL6B（NP_002466.1）のアミノ酸1-208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14649
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷剤入り