

WbおよびElisa用抗Myo1Dポリクローナル抗体 - O94832

商品番号: CM0020259

前書き

WBおよびELISA用のヒトMYO1Dに対するウサギポリクローナル抗体。エンドソーム輸送および線毛極性に関与するモータータンパク質である、ヒトおよびマウスの非典型ミオシンId（116 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	MYO1D ウサギpAb
備考／別名	myr4; PPP1R108; MYO1D
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4642
GeneID	4642
免疫原	ヒトMYO1Dのアミノ酸180～380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001290209.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94832
タンパク質分子量	116 kDa
輸送	保冷バッグ