

Anti-Mysm1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q5Vvj2

商品番号: CM0024810



前書き

WBおよびELISAで検証済みのMYSM1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。脱ユビキチン化酵素の研究、造血幹細胞の機能、および免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYSM1 Rabbit pAb
備考/別名	2ADUB; BMFS4; 2A-DUB; MYSM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114803
免疫原	ヒトMYSM1 (NP_001078956.1) のアミノ酸720-821領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5VVJ2
タンパク質分子量	95kDa
配送	アイスバック