

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗N-Wasp/Wasl ポリクローナル抗体 - O00401

商品番号: CM0028159



前書き

ヒトN-

WASP/WASLを標的とするウサギポリクローナル抗体

。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラッ

トと交差反応性あり。組換え免疫原（アミノ酸1-

250）。アクチン核形成と細胞骨格研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N-WASP/WASL ウサギ pAb
備考/別名	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8976
GeneID	8976
免疫原	ヒトN-WASP/WASL (NP_003932.3) のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00401
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ