

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Naa10 ポリクローナル抗体 - P41227

商品番号: CM0028477



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用として検証済みの高品質な抗NAA10ウサギポリクローナル抗体。ヒトNAA10を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。アセチル化研究およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAA10 ウサギ pAb
備考/別名	MAA; TE2; ARD1; LZMS; NATD; ARD1A; ARD1P; OGDNS; hARD1; DXS707; MCOPSI; NAA10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8260
GeneID	8260
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNAA10 (NP_003482.1) のアミノ酸161-235に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41227
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ