


Naca抗ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13765

商品番号: CM0015695



前書き

ヒトNACA（NAC- α ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。標的は新生ポリペプチド会合複合体サブユニット α で、タンパク質標的化と転写に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NACA ウサギpAb
略号/別名	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alpha; NACA
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4666
遺伝子ID	4666
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13765
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	氷袋梱包