


抗Nat10 ウサギモノクローナル抗体 [Kd検証済] - Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用途 - Q9H0A0

商品番号: CM0004693



前書き

ヒトNAT10（RNAシチジンアセチルトランスフェラーゼ）を標的とするKD検証済のウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAへの使用に適しています。マウスおよびラットと交差反応します。RNAのac4C修飾やリボソーム合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗NAT10 ウサギモノクローナル抗体 [KD検証済]
略称・別名	ALP; Kre33; NET43
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55226
遺伝子ID	55226
免疫原	ヒトNAT10 (NP_078938.2) のアミノ酸676～1025番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0A0
タンパク質分子量	116 kDa/107 kDa
発送方法	保冷剤