

Anti-Nbs1/Nbn ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み）Wb、Ihc-P、Elisa用 - O60934

商品番号: CM0017899



前書き

NBS1/NBN（Nibrin）に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットを認識します。DNA修復、テロメ維持を標的とします。SWISS: O60934。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NBS1/NBN ウサギ pAb
備考/別名	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, BN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4683
GeneID	4683
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトNBS1/NBN (NP_002476.2) のアミノ酸520-754に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O60934
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ