

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Ncam/Cd56ウサギモノクローナル抗体 - P13595

商品番号: CM0005964



前書き

CamelBioのNCAM/CD56ウサギモノクローナル抗体（P13595）は、WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットのNCAMアイソフォーム（67-119 kDa）を認識します。神経科学および細胞接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCAM /CD56 ウサギ mAb
備考/別名	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1; NCAM /CD56
種	マウス
GeneID (ヒト)	17967
GeneID	17967
免疫原	マウスNCAM /CD56のアミノ酸20-711に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001106675.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P13595
タンパク質分子量	67kDa/80kDa/93kDa/119kDa
発送	保冷バッグ