

Anti-Nck1ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用）- P16333

商品番号: CM0018253



前書き

NCK1 (NCKalpha)、SH2/SH3アダプタータンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています；ヒトおよびマウスと交差反応します。受容体シグナル伝達経路およびDNA損傷応答の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCK1 Rabbit pAb
備考/別名	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4690
遺伝子ID	4690
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNCK1 (NP_006144.1) のアミノ酸58-377に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P16333
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスパック