

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nck2 ウサギポリクローナル抗体 - O43639

商品番号: CM0026262



前書き

WB、IHC-P、ELISA用に検証された高品質な抗NCK2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNCK2を検出します。増殖因子シグナル伝達と翻訳調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCK2 ウサギ pAb
備考/別名	GRB4; NCKbeta; NCK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8440
免疫原	ヒトNCK2 (NP_003572.2) のアミノ酸1-380に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43639
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ