

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ncs1 ウサギポリクローナル抗体 - P62166

商品番号: CM0013382



前書き

ヒトNCS1（ニューロンカルシウムセンサー1、フレクエニンホモログ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。予測分子量：22 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	NCS1 ウサギ pAb
備考／別名	FLUP, FREQ, NCS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23413
GeneID	23413
免疫原	ヒトNCS1 (NP_055101.2) のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62166
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ