


Anti-Ndp52 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - Q13137

商品番号: CM0027700



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用ウサギポリクローナル抗NDP52抗体。ヒト、マウス、ラットと反応；キノファジー受容体CALCOCO2を検出；分子量約52 kDa；オートファジー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDP52 Rabbit pAb
備考/別名	NDP52
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10241
遺伝子ID	10241
免疫原	ヒトNDP52 (NP_005822.1) のアミノ酸1-283に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13137
タンパク質分子量	52kDa
配送条件	アイスバッグ