


Wb、Elisa用抗Ndufa1ウサギポリクローナル抗体 - O15239

商品番号: CM0027101



前書き

WBおよびELISAで検証済みのNDUFA1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。主に心臓および骨格筋で発現するミトコンドリア複合体Iの補助サブユニットを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA1 ウサギ pAb
備考/別名	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4694
遺伝子ID	4694
免疫原	ヒトNDUFA1 (NP_004532.1) のアミノ酸1〜70番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15239
タンパク質分子量	8kDa
発送方法	保冷剤