


If/Icc・Elisa用抗Ndufab1ウサギポリクローナル抗体 - O14561

商品番号: CM0020783



前書き

ミトコンドリアNDUFAB1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAでの検証が完了しており、マウスとの交差反応性を有します。複合体I、脂肪酸代謝、鉄硫黄クラスター生合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFAB1 ウサギpAb
備考／別名	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4706
GeneID	4706
免疫原	ヒトNDUFAB1 (NP_004994.1) のアミノ酸50～150領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O14561
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	氷袋