


Wb、Elisa用 抗Ndufab1 ウサギポリクローナル抗体 - O14561

商品番号: CM0020898



前書き

ヒトNDUFAB1 (O14561)

に対するウサギポリクローナル抗体。アシルキャリアータンパク質および複合体Iサブユニット。WB、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ミトコンドリア脂肪酸合成および複合体I研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFAB1 ウサギ pAb
備考/別名	ACP; ACPI; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4706
GeneID	4706
免疫原	合成ペプチド：ヒトNDUFAB1のアミノ酸50-156に対応する配列の合成ペプチド (NP_004994.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14561
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	保冷バッグ