


Anti-Ndufb4 (Ci-B15) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O95168

商品番号: CM0002364



前書き

NDUF4 (CI-B15)

ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのNDUF4タンパク質（約15 kDa）を認識します。ミトコンドリア複合体Iの研究やIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NDUF4 Rabbit mAb
備考/別名	B15; CI-B15; NDUF4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4710
GeneID	4710
免疫原	組換えタンパク質[ヒトNDUF4 (NP_004538.2) のアミノ酸1-129に相当する配列を含む組換え融合タンパク質]
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95168
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋