


## Wb、If/Icc、Elisa用抗Nedd1ポリクローナル抗体 - Q8Nhv4

商品番号: CM0030106



### 前書き

ヒトNEDD1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。72kDaのバンドを認識し、分裂期進行や微小管核形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | NEDD1 ウサギpAb                                                     |
| 備考/別名       | GCP-WD; TUBGCP7; NEDD1                                           |
| 種           | ヒト                                                               |
| GeneID (ヒト) | 121441                                                           |
| GeneID      | 121441                                                           |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトNEDD1 (NP_690869.1) のアミノ酸411-660位に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                              |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                        |
| 用途          | WB、IF/ICC、ELISA                                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                       |
| SWISS       | Q8NHV4                                                           |
| タンパク質分子量    | 72kDa                                                            |
| 発送          | 保冷剤                                                              |