

Wb、Elisa用抗Nedd4Lウサギモノクローナル抗体 - Q96Pu5

商品番号: CM0012441



前書き

WBおよびELISA用NEDD4LウサギmAb。ヒト検体で検証済みのこのモノクローナル抗体は、E3ユビキチンリガーゼNEDD4L（約112 kDa）を検出します。ユビキチン経路、チャネル制御、自然免疫の研究向けに調達されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEDD4L ウサギmAb
備考/別名	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23327
免疫原	合成ペプチド：ヒトNEDD4L (Q96PU5) のアミノ酸876-975位内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96PU5
タンパク質分子量	112kDa
発送	保冷剤