

WbおよびElisa用 Anti-Nek3 ポリクローナル抗体 - P51956

商品番号: CM0029646

前書き

ヒトNEK3キナーゼ（P51956）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。神経突起形成およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEK3 ウサギ pAb
備考/別名	HSPK36; NEK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4752
GeneID	4752
免疫原	ヒトNEK3（NP_689933.1）のアミノ酸267-506に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51956
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ