

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Net1ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z628

商品番号: CM0014676



前書き

ヒトNET1（RhoGEFプロトオンコジーン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。免疫原：組換え融合タンパク質（アミノ酸1-300）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NET1 ウサギ pAb
備考/別名	NET1A; ARHGEF8; NET1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10276
GeneID	10276
免疫原	ヒトNET1（NP_001040625.1）のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z628
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ