

Wb、Ip、If、Elisa用抗ニューロフィラメントHポリクローナル抗体 - P12036

商品番号: CM0026391

前書き

ニューロフィラメントH（NEFH）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経細胞骨格および神経変性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Neurofilament H Rabbit pAb
備考/別名	NFH; CMT2CC; Neurofilament H
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4744
遺伝子ID	4744
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12036
タンパク質分子量	112kDa
配送	アイスバック