


Wb、Elisa用抗ニューロキニン1受容体（Nk1R）ウサギモノクローナル抗体 - P25103

商品番号: CM0006099



前書き

ヒトニューロキニン1受容体（NK1R、TACR1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとも交差反応性を示します。タキキニンシグナル伝達研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ニューロキニン1受容体（NK1R）ウサギmAb
備考／別名	SPR；NK1R；NK1R；TAC1R；ニューロキニン1受容体（NK1R）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6869
免疫原	ヒトNK1R（P25103）のアミノ酸300～407内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25103
タンパク質分子量	46 kDa
輸送	保冷バッグ