

Anti-Neuropilin-1 (Nrp1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O14786

商品番号: CM0002082

前書き

ヒトNeuropilin-1 (NRP1, CD304) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。心血管、血管新生、および神経学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Neuropilin-1 (NRP1) Rabbit mAb
備考/別名	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R; Neuropilin-1 (NRP1)
種	ヒト
GeneID	8829
免疫原	ヒトNeuropilin-1 (NRP1) (O14786) のアミノ酸824-923に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O14786
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスバッグ