

WbおよびElisa用 Anti-Nfat2 ラビットモノクローナル抗体 - O95644

商品番号: CM0002109



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーション用の、ヒトNFAT2（NFATc1）に対する高品質なラビットモノクローナル抗体。T細胞シグナル伝達、サイトカイン発現、および破骨細胞形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	NFAT2 Rabbit mAb
備考/別名	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4772
GeneID	4772
免疫原	合成ペプチド ヒトNFAT2（O95644）のアミノ酸844-943領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95644
タンパク質分子量	101kDa
配送	氷袋