

抗Nfatc3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q12968

商品番号: CM0027340



前書き

ヒトNFATC3（NFAT4）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。NFATの転写制御や心臓発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFATC3 Rabbit pAb
備考/別名	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4775
遺伝子ID	4775
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNFATC3（NP_775188.1）のアミノ酸1～290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12968
タンパク質分子量	116kDa
発送方法	氷袋