

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nfe2L3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4A8

商品番号: CM0015285

前書き

ヒトNFE2L3（NRF3）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。赤血球特異的遺伝子発現研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFE2L3 ウサギ pAb
備考/別名	NRF3; NFE2L3
種	ヒト、マウス、ラット
GeneID (ヒト)	9603
GeneID	9603
免疫原	ヒトNFE2L3（NP_004280.5）のアミノ酸330-550に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4A8
タンパク質分子量	76kDa
輸送	保冷バッグ