


WbおよびElisa用抗Ngdnウサギポリクローナル抗体 - Q8Nej9

商品番号: CM0013170



前書き

ヒトNGDN（Neuroguidin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに推奨。ラットと交差反応します。リボソーム生合成、翻訳制御、神経発生に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NGDNウサギpAb
別名	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
種	ヒト
遺伝子ID	25983
免疫原	ヒトNGDN（NP_001036100.1）のアミノ酸61～209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8NEJ9
タンパク質分子量	36kDa
輸送条件	アイスバッグ