

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Nhlh1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q02575

商品番号: CM0024139

前書き

ヒトNHLH1（ヘリックス・ループ・ヘリックス蛋白質1、bHLHa35）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒトサンプル特異的。発生神経生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NHLH1 ウサギ pAb
備考/別名	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4807
GeneID	4807
免疫原	ヒトNHLH1のアミノ酸1-60に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005589.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q02575
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ