

WbおよびElisa用 Anti-Nip7 ポリクローナル抗体 - Q9Y221

商品番号: CM0031074



前書き

NIP7 ウサギポリクローナル抗体 (20kDa)

は、WBおよびELISA用に検証済みで、ヒトおよびマウスに反応性があります。核小体における前rRNAプロセッシングに関与する60Sリボソーム生合成タンパク質NIP7ホモログを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NIP7 ウサギ pAb
備考/別名	KD93; CGI-37; HSPC03I; NIP7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51388
免疫原	ヒトNIP7 (NP_057185.1) のアミノ酸 1-180 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y221
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ