

WbおよびElisa用 Anti-Nkx2-1 モノクローナル抗体 - P43699

商品番号: CM0005316

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質な抗NKX2-

1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。甲状腺および肺の発達における甲状腺転写因子-1（TTF-1）の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NKX2-1 Rabbit mAb
備考/別名	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTCL; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7080
GeneID	7080
免疫原	ヒトNKX2-1 (NP_003308.1) のアミノ酸20-110を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43699
タンパク質分子量	39kDa
輸送	氷袋