

Anti-Nlrc5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Wi3

商品番号: CM0020682

前書き

ヒトNLRC5 (NOD4, NOD27, CLR16.1)
ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAに対応し、マウスとの交差反応性があります。自然免疫におけるNF-kB/IFNシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRC5 Rabbit pAb
備考/別名	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
種	ヒト
遺伝子ID	84166
免疫原	ヒトNLRC5 (NP_115582.4) のアミノ酸1-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q86WI3
タンパク質分子量	205kDa
配送	氷袋