


Wb、Elisa用 抗Nlrp3ウサギモノクローナル抗体 - Q96P20

商品番号: CM0010196



前書き

ヒトNLRP3（重要なインフラマソームセンサー）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトサンプルと反応します。分子量は約118 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP3ウサギmAb
備考/別名	AIL; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIASI; FCASI; NALP3; Clorf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114548
GeneID	114548
免疫原	ヒトNLRP3組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96P20
タンパク質分子量	118kDa
発送	保冷バッグ