


Wb、Elisa用 抗Nmdar2B ウサギモノクローナル抗体 - Q13224

商品番号: CM0005599



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの、組換え抗ヒトNMDAR2B（GRIN2B）ウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性あり。NMDA受容体とシナプス可塑性に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NMDAR2B ウサギ mAb
備考/別名	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2904
GeneID	2904
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGRIN2B（NP_000825.2）のアミノ酸1133-1484に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13224
タンパク質分子量	166kDa
発送	保冷バッグ