

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nod1ポリクローナル抗体 - Q9Y239

商品番号: CM0013271



前書き

ヒトNOD1（CARD4）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。細菌ペプチドグリカンのパターン認識受容体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。自然免疫研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOD1 ウサギ pAb
備考/別名	CARD4; NLRCL; CLR7.1; NOD1
種	ヒト
遺伝子ID	10392
免疫原	ヒトNOD1（NP_006083.1）のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y239
タンパク質分子量	108kDa
配送	保冷バッグ