


Wb、If/Icc、Elisa用抗Nogo（Rtn4）ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nqc3

商品番号: CM0007264



前書き

ヒトNogo（RTN4、Q9NQC3）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAにおいてヒト、マウス、ラットでの検証が完了しています。小胞体（ER）および神経科学研究に最適で、多様な用途で信頼性の高い性能を発揮します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nogo ウサギmAb
略称・別名	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; Nogo
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57142
遺伝子ID	57142
免疫原	合成ペプチド：ヒトNogo（NP_065393.1）のアミノ酸60～160領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQC3
タンパク質分子量	130kDa
輸送方法	保冷剤