

Wb、Elisa用抗Nol12ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ugy1

商品番号: CM0013595

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのNOL12ウサギポリクローナル抗体。DNAストレス解消とリボソーム生合成に関与する核小体RNA結合タンパク質であるヒトNOL12を認識します。IVD研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOL12 ウサギpAb
備考/別名	Nop25; dJ37E16.7; NOL12
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	79159
遺伝子ID	79159
免疫原	ヒトNOL12 (NP_077289.1) のアミノ酸1-213番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UGY1
タンパク質分子量	25kDa
配送方法	保冷剤