

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Nop10ウサギモノクローナル抗体 - Q9Npe3

商品番号: CM0010132



前書き

WB、IHC-

P、IP、ELISAで検証済みのウサギ由来モノクローナル抗NOP10抗体です。ヒト、マウス、ラットのNOP10と交差反応します。リボソーム生合成、テロメア維持、プソイドウリジル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOP10 Rabbit mAb
備考/別名	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55505
遺伝子ID	55505
免疫原	ヒトNOP10 (Q9NPE3) のアミノ酸1-64番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPE3
タンパク質分子量	8kDa
発送	保冷剤