

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Notch1ポリクローナル抗体 - P46531

商品番号: CM0029394



前書き

ヒトNotch1 (neurogenic locus notch homolog protein

1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。Notchシグナリングおよび細胞運命決定の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Notch1 Rabbit pAb
備考/別名	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4851
GeneID	4851
免疫原	組換えタンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46531
タンパク質分子量	273kDa
配送条件	氷袋