

Wb、If/Icc、Elisa用抗Notch2ポリクローナル抗体 - Q04721

商品番号: CM0014118



前書き

ヒトNOTCH2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応性を示します。Notchシグナル伝達、細胞運命決定、破骨細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOTCH2 Rabbit pAb
別名	hN2; AGS2; HJCYS; NOTCH2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4853
GeneID	4853
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q04721
タンパク質分子量	265kDa
発送方法	氷袋梱包