

WbおよびElisa用Anti-Npsr1ウサギポリクローナル抗体 - Q6W5P4

商品番号: CM0019229

前書き

ヒトNPSR1（ニューロペプチドS受容体）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒト特異的で、C末端ペプチドを用いて作成されました。GPCRシグナル伝達および喘息研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPSR1 Rabbit pAb
備考/別名	GPRA; NPSR; VRR1; ASRT2; PGR14; GPR154; NPSR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	387129
GeneID	387129
免疫原	ヒトNPSR1 (NP_001287863.1) のアミノ酸200からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6W5P4
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ