

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Nqo1ポリクローナル抗体 - P15559

商品番号: CM0014171



前書き

ヒトNQO1（キノン還元酵素1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、パラフィン包埋切片IHC、免疫蛍光、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。レドックス代謝、化学療法耐性、プロテアソーム経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NQO1 Rabbit pAb
別名	DTD; QRI; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	1728
GeneID	1728
免疫原	ヒトNQO1（NP_000894.1）のアミノ酸1〜274番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15559
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	保冷剤